


ANMAT detectó un tornillo falsificado que se utiliza en cirugías traumatológicas

08/01/2026



La **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)** emitió una alerta dirigida a la población por la detección de un **tornillo apócrifo utilizado en cirugías traumatológicas**, cuyo uso podría implicar un serio riesgo para la salud de los pacientes en los que sea implantado.

El elemento en cuestión fue hallado durante un **operativo de fiscalización del mercado** realizado en una ortopedia de la ciudad de **San Miguel de Tucumán**.

Según se informó, el tornillo corresponde a un producto que debería ser fabricado por **Stryker Corporation**, empresa registrada ante la ANMAT bajo el PM 594-139. Tras la inspección, la muestra recolectada fue exhibida a la responsable técnica de la compañía, quien confirmó que se

trataba de una falsificación.

El organismo sanitario difundió los datos identificatorios del insumo para facilitar su reconocimiento y prevenir su utilización:

STRYKER 10 mm x 28 mm – Bioabsorbable – ACL Interference Screw – REF 234-010-067 – Lote 90905.


Durante el análisis comparativo entre el producto auténtico y el adulterado, se detectaron varias inconsistencias:

- El tornillo original cuenta con **fecha de vencimiento**, mientras que el falsificado carece de esa información.
- **Stryker no utiliza envases tipo pouch de la marca 3M** para este producto.
- El insumo legítimo se esteriliza mediante **radiación gamma**, en tanto que el falso habría sido tratado con **vapor o formaldehído**.
- El tornillo original presenta un **color gris opaco**, mientras que el apócrifo es **incoloro**, visible a través del envase transparente.

Original



Falsificado



2025/12/30 09:13

Desde la ANMAT reiteraron la importancia de **verificar el origen y la autenticidad** de los productos médicos utilizados en prácticas quirúrgicas para evitar riesgos sanitarios.

Fuente: Diario Popuclar